

## **EZ-Accu Shot™ Select**



薬局方で定められた5種類の培地性能試験用菌株がセットになりそれぞれ10回の試験が出来ます。

菌数計測された微生物を凍結乾燥した微生物製剤で、品質管理用に企業の研究所にて用いられます。 指示通りに処理すると、これらの製剤は非選択培地で0.1 mLあたり10~100 CFUのチャレンジ株を提供します。 この濃度は、培地の生育促進試験を含むさまざまな薬局方適用に必要な濃度です。 これらの微生物製剤は、米国培養細胞系統保存機関、ATCC®

信憑性のある参照培養細胞の保存機関へのトレーサビリティがあります。

保存温度: 2~8℃

製品番号	製品名	製品セット内訳	
		菌番 <del>号</del>	Description
8172	EZ Accu Shot™ Select	ATCC® 16404™*	Aspergillus brasiliensis
		ATCC® 6633™*	Bacillus subtilis subsp. spizizenii
		ATCC® 10231™*	Candida albicans
		ATCC® 9027™*	Pseudomonas aeruginosa
		ATCC® 6538	Staphylococcus aureus subsp. aureus
		水和液 5本	1.2 ml Hydrating Fluid for EZ-Accu Shot

※米国培養細胞系統保存機関(American Type Culture Collection、ATCC®)



ATCC Licensed Derivative®のロゴ、マーク及びATCC®のカタログマークはATCC®の登録商標です。
Microbiologics社はこれらの商標を使用することおよびATCC®カルチャーから派生した製品を販売することを許諾されています。

レーベン・ジャパン株式会社 ホームページ アドレス : http://raven-japan.com/