

EZ-CFU™



- ・微生物数：10-100CFU以内/0.1ml
- ・容量：10キット入（凍結乾燥ペレット 20個 + 水溶液2ml 10バイアル）
- ・1キット：90枚分
- ・保管温度：冷蔵（2-8℃）

製品番号	微生物名	ATCC®番号	価格	病原体等輸入届出	BSL	備考
HF0543	2.0 ml EZ-CFU用水和液、2.0ml×10バイアル	-	6,000	-	-	
HF0509	2.0 ml EZ-CFU用水和液、2.0ml×10バイアル (Pseudomonas専用)	-	6,000	-	-	
0392C	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	ATCC® 16404™	75,000	-	1	
0998C	<i>Bacillus cereus</i>	ATCC® 10876™	75,000	-	1	
0486C	<i>Bacillus subtilis subsp. spizizenii</i>	ATCC® 6633™	75,000	-	1	
0443C	<i>Candida albicans</i>	ATCC® 10231™	75,000	届出必要	1	
0317C	<i>Clostridium sporogenes</i>	ATCC® 19404™	75,000	-	1	
0487C	<i>Clostridium sporogenes</i>	ATCC® 11437™	75,000	-	1	
0366C	<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC® 29212™	75,000	-	2	
0483C	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 8739™	75,000	-	1	
0871C	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	ATCC® 7953™	75,000	-	1	
0872C	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	ATCC® 12980™	75,000	-	1	
0306C	<i>Klebsiella aerogenes</i>	ATCC® 13048™	75,000	-	1	
0688C	<i>Kocuria rhizophila</i>	ATCC® 9341™	75,000	-	1	
0813C	<i>Lactobacillus fermentum</i>	ATCC® 9338™	75,000	-	1	
0687C	<i>Listeria monocytogenes</i>	ATCC® 19115™	75,000	届出必要	2	
0353C	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853™	75,000	届出必要	2	
0484C	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 9027™	75,000	届出必要	2	
0524C	<i>Pseudomonas protegens (G)</i>	ATCC® 17386™	75,000	-	1	
0890C	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony</i>	NCTC 6017	75,000	届出必要	2	
0902C	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis</i>	ATCC® 10708™	75,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません
0363C	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium</i>	ATCC® 14028™	75,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません
0421C	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium</i>	ATCC® 13311™	75,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません
0360C	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 25923™	75,000	届出必要	2	
0485C	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 6538™	75,000	届出必要	2	
0827C	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 6538P™	75,000	届出必要	2	
0371C	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	ATCC® 12228™	75,000	届出必要	1	
0385C	<i>Streptococcus pyogenes</i>	ATCC® 19615™	75,000	-	2	