

## EZ-PEC™



- ・微生物数：10<sup>7</sup>CFU以内/1ペレット
- ・容量：10キット入（凍結乾燥ペレット 20個 + 水溶液2ml 10バイアル）
- ・保管温度：冷蔵（2-8℃）

製品番号	微生物名	ATCC®番号	価格	病原体等輸入届出	BSL	備考
0392-PEC	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	ATCC® 16404™	99,000	-	1	
0486-PEC	<i>Bacillus subtilis subsp. spizizenii</i>	ATCC® 6633™	99,000	-	1	
0443-PEC	<i>Candida albicans</i>	ATCC® 10231™	99,000	届出必要	1	
0483-PEC	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 8739™	99,000	-	1	
0581-PEC	<i>Escherichia coli</i>	NCIMB 8545	99,000	-	2	
0484-PEC	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 9027™	99,000	届出必要	2	
0360-PEC	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 25923™	99,000	届出必要	2	
0485-PEC	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 6538™	99,000	届出必要	2	

## EZ-SPORE™



- ・微生物数：10<sup>4</sup>CFU以内/ペレット
- ・容量：凍結乾燥ペレット 10個
- ・保管温度：冷蔵（2-8℃）

製品番号	微生物名	ATCC®番号	価格	病原体等輸入届出	BSL	備考
0256SPR	<i>Bacillus cereus</i>	ATCC® 11778™	65,000		1	
0486SPR	<i>Bacillus subtilis subsp. spizizenii</i>	ATCC® 6633™	65,000		1	
0871SPR	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	ATCC® 7953™	65,000		1	